

DryMax Border

DryMax Border ist eine sterile, schmiegsame und superabsorbierende Wundauflage mit Fixierfunktion zur Behandlung von exsudierenden Wunden. DryMax Border besitzt eine Wundkontaktfläche aus Silikon. Die atraumatische Silikonoberfläche hilft dabei, die Wundauflage auf hautschonende Weise zu entfernen. Die Wundauflage absorbiert Wundflüssigkeit sowie Bakterien und bindet diese im Verbandstoff.

Die umgebende Haut wird vor Mazeration geschützt, während zugleich ein optimal-feuchtes Wundmilieu erzeugt wird. Das Wundexsudat wird effektiv aus der Wunde und in den DryMax-Kern fortgeleitet. DryMax Border absorbiert sicher Wundsekret, welches Bakterien und andere schädliche Substanzen enthält.

DryMax Border kann direkt auf exsudierenden Wunden angewendet werden. Die Auflage ist für fast alle Körperstellen geeignet, an denen sich nässende Wunden bilden können. Die Wundauflage verfügt über einen Schutzüberzug, der vor dem Anbringen einfach entfernt werden kann. Beim Anlegen sollte sorgfältig vorgegangen und die Wundauflage auf der Haut glattgestrichen werden, um zu verhindern, dass sich Falten oder Kanäle bilden.

Das weiche und hoch anpassungsfähige Material ermöglicht einen engen Hautkontakt. Die Silikonkontaktschicht bietet Patient:innen ein angenehmes Tragegefühl und ist selbst an schwierigen Körperteilen, für die steifere Verbände ungeeignet sind, leicht anzulegen. Die Haftschiicht erleichtert das Anlegen und die Positionierung des Verbandes. Während der Anwendung fühlt sich der Verband trocken und angenehm an und hat eine atmungsaktive, wasserabweisende Unterseite. DryMax Border kann auch in Kombination mit einer Kompressionstherapie angewendet werden.

Artikel	Maße	REF	Stk./ Schachtel	Absorptions- kapazität*	PZN
DryMax Border	10x10 cm	F50513/10	10	25 ml	19639526
DryMax Border	15x15 cm	F50514/10	10	75 ml	19639532
DryMax Border	10x20 cm	F50515/10	10	55 ml	19639549

* Gemäß der internationalen Norm EN 13726



- **Alles-in-einem-Verband**
- **Atraumatische Wundkontaktfläche aus Silikon**
- **Schließt Exsudat im Verband ein**



DryMax® technology

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

mediset
clinical products

mediset clinical products GmbH

Poststraße 15

Telefon: +49 (0)341 - 25 35 21-0

D-04158 Leipzig

Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95

E-Mail: info@mediset.de

www.mediset.de

Absorbest

Hergestellt von Absorbest AB in Kisa,
Schweden

www.absorbest.de | info@absorbest.de